

## REVELADOR Y REFORZADOR KODAK Medical X-Ray

### Un revelador Kodak a un precio accesible

Formulado para el cliente sensible a precio, el revelador y reforzador Kodak Medical X-Ray está fabricado con los mismos controles de calidad que se emplean para los químicos de procesamiento de alto rendimiento.

#### Calidad consistente

Usted puede contar con una calidad constante de lote a lote para imágenes consistentes. Sin necesidad de ajustar la exposición o las técnicas de procesamiento cada vez que cambie la solución reveladora, puede ahorrarse tiempo y dinero.

#### Ciclo rápido y estándar

Rellene el tanque de su procesadora con el revelador y reforzador Kodak Medical X-Ray para:

- Radiografía general y películas láser
- Ciclos de procesamiento rápido y estándar
- Películas de calidad Kodak y de otros fabricantes


#### Concentrado líquido

Una práctica mezcla de concentrado líquido de tres componentes (N.º de CAT. 636 0374) proporciona 38 litros de solución reveladora.

#### Haga ya su pedido


Para realizar un pedido u obtener más información acerca del revelador y reforzador Kodak Medical X-Ray, póngase en contacto con su representante local de Kodak o con el distribuidor de productos Kodak más cercano.

Para obtener más información acerca de la familia de químicos de procesamiento Kodak, películas y otros productos y servicios de Imágenes para la Salud, también puede visitar [www.kodak.com/go/health](http://www.kodak.com/go/health).



# REVELADOR Y REFORZADOR KODAK Medical X-Ray

Velocidade relativa do filme KODAK TMG/RA em diversos químicos\* \*\*



\* Resultados basados en químicos nuevos.

\*\*Cada revelador ha sido probado con el fijador recomendado por el fabricante y con el volumen de iniciador recomendado. Todos han sido procesados en una procesadora KODAK X-OMAT RA.

## Información técnica

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| pH (a 27 °C / 80 °F)                  | De 10.29 a 10.45 |
| Gravedad específica (a 21 °C / 70 °F) | De 1.059 a 1.069 |

## Tazas de refuerzo

| Tipo de película | Volumen de película                                | Taza   |
|------------------|--|--------|
| General y láser  | <b>Taza de refuerzo por película de 35 x 43 cm</b> |        |
|                  | Alto   | 60 ml  |
|                  | Mediano  | 80 ml  |
|                  | Bajo   | 100 ml |

[www.kodak.com/go/health](http://www.kodak.com/go/health)

División Imágenes para la Salud  
Región Latinoamericana  
EASTMAN KODAK COMPANY  
Miami, FL 33126

Teléfonos locales en  
Argentina: 54 3327 458000  
Chile: 562 530 8000  
Colombia: 571 412 5550  
Rep. Dominicana: 809 563 1262  
México: 52 55 5599 1760  
Panamá: 507 263 6077  
Perú: 511 610 8700  
Puerto Rico: 787 757 5500  
Venezuela: 582 12 707 1111  
Resto del Caribe y C. América:  
305 507 5600

En otros países, póngase en contacto con su compañía Kodak local.

IMÁGENES PARA LA SALUD

UNA MEJOR VISIÓN DE VIDA.

