

Revelador y Reforzador KODAK X-OMAT EX II

Formulado para versatilidad, calidad de imagen y conformidad medioambiental

El revelador y reforzador Kodak X-Omat EX II proporciona una calidad de imagen extraordinaria en el negatoscopio y ayuda al usuario a cumplir con las regulaciones más exigentes de protección del medio ambiente. Aunque es muy recomendado para procesar las películas Kodak Min-R 2000 y Kodak Min-R L para mamografía, también ofrece excelentes resultados con todas las películas Kodak para radiografía general.

Kodak X-Omat EXII resulta ideal para entornos que emplean diferentes tipos de película, y su versatilidad lo hace adecuado para procesados de ciclo estándar con películas para mamografía y procesados de ciclo estándar o rápido con películas para radiografía general.

Claras ventajas de visualización

El revelador y reforzador Kodak X-Omat EX II proporciona un alto contraste y un tono de imagen más azul. El resultado es un excelente detalle con facilidad de visualización.

Conformidad medioambiental

La fórmula no contiene productos químicos peligrosos, por lo que su transporte no está sujeto a regulaciones tan estrictas y se eliminan los recargos de envío que recaen en los clientes. Además, la eliminación del

glutraldehído libre simplifica su envío y almacenamiento.

Menos olor

Gracias a que su fórmula no contiene ácido acético, el olor a ácido desaparece durante la mezcla.

Mezcla más rápida y fácil

Un orden flexible hace que la mezcla del producto resulte más rápida y fácil, al tiempo que reduce la posibilidad de cometer errores.

Hasta un 40% menos de refuerzo

El revelador y reforzador Kodak X-Omat EX II reduce la tasa de refuerzo hasta un 40 por ciento en comparación con las directrices de refuerzo recomendadas para todas las películas de emulsión Kodak T-Grain, incluyendo las películas Kodak T-Mat, InSight y X-Sight. Un nivel inferior de refuerzo reduce los costos y los residuos de procesamiento que afectan al medio ambiente.

Consistencia de procesamiento

El revelador y reforzador Kodak X-Omat EX II proporciona una reducción en la sensibilidad a la variación del refuerzo si se usa con películas para mamografía Min-R 2000 y Min-R L. Esta combinación puede aportar más consistencia tanto en el procesamiento como en los resultados, incluso cuando las condiciones de procesamiento no son óptimas.



Pedidos

Una mezcla de tres partes de concentrado líquido (no. de catálogo 113 5433) produce 37.8 litros (10 galones) de solución de revelado. Para colocar un pedido u obtener más información sobre el revelador y reforzador Kodak X-Omat EX II, póngase en contacto con el representante o el distribuidor autorizado de productos Kodak de su localidad.


Si desea obtener más información sobre la familia completa de químicos para procesamiento, las películas o los productos y servicios Kodak de imágenes para la salud, también puede visitarnos en nuestra página Internet:

www.kodak.com/go/health.



Revelador y Reforzador KODAK X-OMAT EX II

Rendimiento de la película KODAK MIN-R 2000 con distintas químicas* **





* Resultados basados en el empleo de químicos frescos. (Los resultados sensitométricos reales pueden variar según la contaminación relativa.)

**Cada revelador fue probado empleando el volumen de fijador e iniciador recomendado por el fabricante. Todos los productos fueron procesados mediante una procesadora de película KODAK X-OMAT RA.

Revelador y Reforzador KODAK X-OMAT EX II versus el Revelador y Reforzador KODAK X-OMAT RP

con película KODAK MIN-R 2000* **



www.kodak.com/go/health

División Imágenes para la Salud
Región Latinoamericana
EASTMAN KODAK COMPANY
Miami, Florida 33126

Teléfonos en Latinoamérica:
Argentina: 54 3327 458000
Chile: 562 530 8000
Colombia: 571 412 5550
Rep. Dominicana: 809 563 1262
México: 52 55 5599 1760
Panamá: 507 263 6077
Perú: 511 610 8700
Puerto Rico: 787 757 5500
Venezuela: 582 12 707 1111
Resto del Caribe y C. América: 305 507 5600

DIVISIÓN IMÁGENES PARA LA SALUD

UNA MEJOR VISIÓN DE VIDA.

