

HIGH SONIC

●●● G E L C O N D U C T O R ●●●




- HIGH SONIC es un gel conductor de imágenes por ultrasonido. Acústicamente completo en la gama de frecuencias usadas en la ultrasónica médica. HIGH SONIC está indicado en todos los procedimientos ecográficos para la obtención de imágenes adecuadas que ayuden al médico tratante en la obtención de un diagnóstico inequívoco en electrocardiografía, ginecología y obstetricia, exámenes urológicos, abdominales, vasculares y fisioterapia (ya sea en la modalidad dinámica o semiestacionaria).

C A R A C T E R I S T I C A S

- Antialérgico, no es irritante.
- Contiene en su formulación un bacteriostático de última generación. No es corrosivo ni abrasivo.
- No contiene sales ni formaldehídos.
- Altamente soluble en agua.
- No es fotosensible.
- No es volátil.
- No mancha, no posee materias grasas.
- Viscosidad y pH controlado de acuerdo a la piel humana.





- HIGH SONIC no se licua fácilmente, por lo que brinda períodos muy prolongados de estabilidad para el exámen ecográfico o el tratamiento ultrasónico. En su formulación se ha evitado el uso de colorantes y cualquier otro excipiente innecesario para la conducción de las imágenes o el tratamiento ultrasónico que pueda dañar el delicado equipo ecográfico o ultrasónico, por lo que HIGH SONIC es un productotransparente. De fácil remoción de la piel del paciente y del tranductor.

PRESENTACION

- Envases de 4 litros con válvula dispensadora.
- Frascos aplicadores de 250 ml.

COMPOSICION

- Carbómero
- Propilen Glicol
- Hodróxido de Potasio
- EDTA
- Carboximetil Celulosa
- Preservante
- Bacteriostático
- Agua Tratada



Representante exclusivo

DROGUERIA
M y M

S.A.C.