

# Straight-8

- *Centrífuga de Oscilación Horizontal*
- *Controlada por Microprocesador*
- *Tapa de Seguridad de Cero RPM*

Centrifugas

## Ventajas

Separación de la muestra en línea recta  
Reduce lecturas de alto potasio  
Las líneas de separación duran más  
Reduce la necesidad de girar las muestras nuevamente  
Mayor fuerza centrífuga para separaciones más rápidas  
Mejora los resultados de giro fecal en la veterinaria

## Características de Diseño

Patatas de caucho previene el resbalo  
Tapa resistente a los impactos con mirador  
Tapa de seguridad de cero RPM  
Boca ancha para limpieza fácil  
Rotor y 8 portatubos de metal

## Especificaciones

0-5,000 RPM (4,000 xG's)  
Motor con carbones de 110V (disponible en 220V)  
Capacidad para 8 tubos de 15ml  
Temporizador y velocidad programables  
Dos fusibles de 5 amp / 250V

## Controles

Botones táctiles  
Pantalla digital de 4 caracteres  
Temporizador programable de 1 a 60 minutos  
Velocidad programable de 800 a 5,000 RPM

## Garantía

Un año en materiales y construcción

## Dimensiones y Peso

Alto: 14.25" (362mm)  
Largo: 15.5" (394mm)  
Ancho: 13.75" (350mm)  
Peso: 38.2 lbs (17.3kg)



La separación horizontal de muestras ofrece muchas ventajas sobre separaciones tradicionales de ángulo fijo. El Straight-8 gira tubos de hasta 17 x 120mm, a velocidades controladas por microprocesador de hasta 5,000 rpm's. Simplemente programe la velocidad y el tiempo y el Straight-8 se encarga del resto. La tapa de metal de cero RPM permanece asegurada hasta que la muestra haya parado de girar completamente para evitar accidentes. El rotor y los portatubos son de metal, para años de uso y el interior de metal con boca ancha permite una limpieza fácil y rápida. El motor silencioso y macizo ha sido diseñado para uso continuo y duradero.

Modelo#	Descripción
LW-S8	Centrífuga de oscilación horizontal para 8 tubos

Muy pronto:  
Straight-8VET para  
veterinaria

Importado y Distribuido por:

Droguería

